



**POL-EKO**  
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

**POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.**  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## Karta katalogowa

## Rejestrator danych TESTO 176-T2



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



**POL-EKO**  
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

**POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.**  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## PARAMETR

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| zakres pomiarowy [°C]                       | -50...+400                                |
| ilość kanałów W - wewnętrzny Z - zewnętrzny | 2 Z                                       |
| rozdzielczość [°C]                          | 0,01                                      |
| dokładność [°C]                             | ±0,2°C (-50...+200) ±0,3°C +200,1...+400) |
| wskaźnik                                    | diody sygnalizacyjne i wyświetlacz LCD    |
| okres rejestracji                           | 1 s ... 24 h                              |
| pamięć                                      | 2 mln wartości pomiarowych                |
| zasilanie                                   | baterijne, 1 x Litowa (TLH-5903)          |
| żywyotność baterii                          | 8 lat                                     |
| interfejs                                   | USB, karta SD                             |
| wymiary                                     | 103 x 63 x 33 mm                          |
| gwarancja                                   | 24 miesiące                               |
| producent                                   | TESTO                                     |
| PL typ urządzenia                           | Rejestrator temperatury                   |